



Mascarilla Facial

con tres capas con pliegues

MODELO 001

MF-A-001- 60-40-40-B



ESPECIFICACIÓN

Capa hidrofílica interna

Tela no tejida 60 gr/m², espesor 0.5 mm, 100% poliéster hidroligado con tratamiento antibacterial, absorbente, suave al tacto e hipoalergénica

Capa hidrofóbica intermedia

Tela no tejida 40 gr/m², espesor 0.5mm, 100% poliéster hidroligado con tratamiento repelente al agua y antibacterial.

Capa hidrofóbica externa

Tela no tejida 40 gr/m², espesor 0.5mm, 100% poliéster hidroligado con tratamiento repelente al agua y antibacterial.

DIMENSIONES

18 x 8 cm

CONSTRUCCIÓN

Costuras pespuntadas y rematadas. Esterilizado al vapor con solución hidroalcohólica desinfectante de amplio espectro a 160 grados.

EMPAQUE

Bolsa de polietileno con 100 piezas
Bolsa grande con 18 paquetes
Caja de cartón con 54 paquetes

COLORES

Blanco
Negro

Se puede elegir color de hilo, impresión de logotipo a una tinta a partir de 5400 piezas.

Reiteramos que esta mascarilla no es de grado clínico, ni tampoco un producto quirúrgico, y que no está diseñado para sustituir a estos. El propósito de este producto es exclusivamente higiénico.

Para reducir los riesgos del uso de esta mascarilla, se advierte que el uso es personal y una vez usada se debe desechar, porque NO ES REUTILIZABLE.



¿Qué es una mascarilla facial?

La finalidad de las máscaras faciales tipo mascarillas quirúrgicas es evitar la transmisión de agentes infecciosos al medio ambiente procedentes de la persona que lleva la mascarilla. No son equipos de protección individual pero el uso general de la mascarilla disminuye la exposición viral y el riesgo de infección a nivel poblacional

¿Cuándo y cómo usar las mascarillas?

Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas debido a que son de un solo uso.